

BAMBA

SKINCARE IPL QUARTZ

Kompakt IPL med kvartslampe /

Compact IPL with quartz lamp



cecotec

Brugermanual
Instruction manual

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	4
1. Kontraindikationer, forholdsregler og bivirkninger	6
2. Dele og komponenter	8
3. Før maskinen tages i brug	9
4. Betjening	9
5. Rengøring og vedligeholdelse	14
6. Fejlfinding	15
7. Tekniske specifikationer	15
8. Bortskaffelse af gamle elektriske apparater	16
9. Teknisk support og garanti	16

Index

Safety instructions	18
1. Contraindications, precautions and side effects	20
2. Parts and components	22
3. Before use	22
4. Operation	23
5. Cleaning and maintenance	28
6. Troubleshooting	28
7. Technical specifications	29
8. Disposal of old electrical appliances	29
9. Technical support and warranty	29




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne vejledning grundigt, før du bruger apparatet. Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference eller nye brugere. Dette apparat er kun beregnet til hjemmebrug.

Dette apparat er kun beregnet til at fjerne uønsket kropshår fra områder under kindbenene. Brug den ikke til nogle andet formål.

Brug kun som beskrevet i denne manual. Brug kun tilbehør anbefalet af Cecotec.

Kontroller, at netspændingen svarer til apparatets energimærke før brug. Tjek strømledningen for synlige skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af din forhandler, for at undgå enhver form for fare. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.

Nedsenk ikke hele enheden i vand eller andre væsker.

Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud. Tag i stedet fat i stikket og træk for at frakoble den.

Efterlad aldrig dit apparat uden opsyn, når det er tændt.

Se ikke direkte på lyset.

Brug ikke enheden på solbrændt hud eller efter nylig solesponering. Det kan forårsage alvorlig skade på huden. Brug ikke enheden, hvis ventilationen i hudkontaktfladen eller hudfarvesensoren er revnet, ødelagt, løsnet eller mangler. Brug ikke enheden, hvis den ydre skal er revnet eller er faldet fra hinanden. Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug, før rengøring eller før udførelse af vedligeholdelsesopgaver.

Brug ikke enheden i nærheden af brændbare gasser, f.eks. ilt eller lattergas.

Hold apparatet og adapteren tørre. Brug ikke apparatet i våde omgivelser (fx i nærheden af et fyldt bad eller swimmingpool eller i et løbende brusebad). Hvis apparatet er i stykker, må du ikke røre ved nogen indvendige dele, for at undgå elektrisk stød. Stik aldrig genstande ind i apparatet.

Brug kun den medfølgende adapter.

Sørg for, at intet hindrer luftstrømmen gennem ventilationsåbningerne.

Udsæt aldrig apparatet for kraftige stød. Ryst det ikke og tab det ikke.

Hvis du tager apparatet fra et meget koldt miljø til et meget varme omgivelser eller omvendt, skal du vente ca. 3 timer før du bruger det. Opbevar apparatet i den originale æske, så det ikke bliver støvet.

Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 10 °C eller højere end 35 °C under brug.

For at undgå skader må apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller UV-lys i flere timer.

Blink ikke quartzlyset mod andre overflader end huden. Dette kan forårsage alvorlige skader på quartzlys åbningen eller hudfarvensensoren. Blink kun med apparatets quartzlys når det er i kontakt med huden.

Brug kun dette apparat ved intensitetsniveauer, der passer til din hudfarve. Ved brug på højere niveauer end de anbefalede, kan der øges risikoen for hudreaktioner og bivirkninger.

Forsøg ikke at åbne eller reparere enheden. Åbning af enheden kan udsætte dig for farlige elektriske komponenter og for intenst lys, som enten kan forårsage kropsskade og/eller øjenskade.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de har fået opsyn eller instruktion om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Apparatet er ikke beregnet til børn under 15 år. Teenagere mellem 15 og 18 år kan bruge apparatet med deres forældres samtykke og/eller hjælp fra deres forældre, eller de personer der har forældremyndigheden over dem. Voksne fra 19 år og opefter kan bruge apparatet frit.

1. KONTRAINDIKATIONER, FORHOLDSREGLER OG BIVIRKNINGER

Solbrændt hud, især efter soleksporer, indeholder store mængder melaninpigment.

Dette udsætter huden for højere risiko, ved brug af denne type apparater og kan resultere i forbrændinger, blærer og hudfarveændringer (hyperpigmentering eller hypopigmentering).

Bemærk: Undgå udsættelse for sollys i 4 uger før brug af enheden.

Brug ikke apparatet:

Hvis du er gravid eller ammer.

Hvis din hud har været udsat for stærkt sollys eller kunstigt sollys i løbet af de sidste 2 uger.

Hvis dit naturlige hår er hvidt, gråt, gyldent eller rødt.

Hvis du har en naturlig brunsort eller mørkere hud.

Nær eller omkring øjnene.

På en tatovering eller permanent makeup i behandlingsområdet.

På mørke pletter, såsom store fregner, modernmærker eller vorter i behandlingsområdet.

Hvis du har eksem, psoriasis, læsioner, åbne sår eller aktive infektioner i behandlingsområdet.

Hvis du har en fortid med kollagenforstyrrelser, inklusive keloid ardannelse eller dårligt sårheling.

Hvis du har en kendt følsomhed overfor lys eller tager medicin, der gør din hud mere følsom over for lys. Lægemidler, der vides at have denne virkning, omfatter ikke-steroid antiinflammatoriske midler (f.eks. aspiriner, ibuprofen, acetaminophen), tetracykliner, phenothiaziner, thiazid, diuretika, sulfonylurinstoffer, sulfonamider, DTIC, fluorouracil, vinblastin og griseofulvin.

Hvis du er eller for nylig er blevet behandlet med alfa-hydroxysyrer (AHA), beta-hydroxysyrer (BHA'er), Retin-A®, Accutane® (isotretinoin), topiske retinoider, azelainsyre eller steroider.

Hvis du har unormale hudsygdomme på grund af diabetes eller en anden systemisk eller metabolisk sygdom.

Hvis du har en fortid med herpesudbrud i behandlingsområdet, medmindre du har konsulteret din læge og modtaget forebyggende behandling.

Hvis du har en sygdom, der forårsager lysfølsomhed, såsom porfyri, polymorft lys udbrud, lupus, solurticaria mv.

Hvis du lider af fotosensitiv epilepsi.

Hvis du har en fortid med hudkræft eller potentielle maligniteter i behandlingsområdet.

Hvis du har modtaget strålebehandling eller kemoterapi inden for de seneste

3 måneder.

Hvis du har et implantat, såsom en pacemaker eller insulinpumpe, i behandlingsområdet.

Hvis du har en anden tilstand, som efter din læges mening ville gøre det usikkert for dig.

Brug ikke apparatet på brystvorter, areolas, skamlæber, skeden, anus og indersiden af næsebor og ører.

Mænd må ikke bruge den i ansigtet eller på pungen.

Hvornår skal du konsultere din læge:

Hvis du tager ordineret medicin eller modtager regelmæssig medicinsk overvågning på grund af en bestemt tilstand, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden. Du bør også konsultere din læge, hvis du ikke er sikker på, om apparatet er egnet til dig.

For at undgå negative virkninger:

Behandle ikke det samme hudområde mere end én gang under en session.

Barber altid behandlingsområdet inden behandling og sørg for, at huden i behandlingsområdet er rent og tørt.

Rengør ikke huden med brændbare væsker, såsom alkohol eller acetone, før du bruger apparatet.

Mulige bivirkninger:

Komplikationer forbundet med brugen af IPL hårfjerningsudstyr er ualmindelige. Dog vil enhver kosmetisk procedure, inklusive dem, der er designet til hjemmebrug, involverer en vis grad af risiko.

Derfor er det vigtigt, at du forstår og accepterer de risici og komplikationer der kan forekomme med intens pulserende lyshårfjerningssystemer designet til hjemmebrug.

Din hud kan vise let rødme og/eller kan prikke eller føles varm. Denne reaktion er absolut harmløs og forsvinder hurtigt.

En hudreaktion svarende til solskoldning kan forekomme på det behandlede område i et kort stykke tid. Hvis dette forsvinder indenfor 3 dage, råder vi dig til at konsultere en læge.

Tør hud og kløe kan forekomme på grund af barbering eller en kombination af barbering og lysbehandling. Dette er ufarligt og forsvinder inden for få dage. Du kan afkøle området med en ispose eller en våd ansigtsklud. Hvis tørheden fortsætter, kan du påføre en fugtighedscreme (uden duft) på huden 24 timer efter behandlingen.

Mindre ubehag i huden.

Hud rødme.

Øget hudfølsomhed.

Sår på huden og forbrændinger. Meget sjældent kan der opstå forbrændinger eller sår på huden efter brug af enheden. Forbrændingen eller såret kan tage et par uger om at hele og kan, yderst sjældent, muligvis efterlade et mærkbart ar.

Ardannelse.

Selvom det er meget sjældent, kan ardannelse forekomme. Normalt når ardannelse opstår, er det i form af en flad og hvid læsion på huden (hypotrofi). Den kan dog være stor og rød (hypertrofisk), eller stor og strækker sig ud over selve skadens marginer (keloid). Efterfølgende æstetisk brug kan være påkrævet for at forbedre udseendet af arret.

Overdreven rødme og hævelse.

Meget sjældent kan huden på hårfjerningsområdet blive meget rød og hævet. Dette er mere almindeligt i følsomme områder af kroppen. Denne rødme og hævelse bør aftage inden for 2 til 7 dage. Påføring af is kan hjælpe med at reducere hævelsen. Skånsom rensning af huden er tilladt, men udsættelse for solen bør undgås.

Infektion.

Infektion af huden er yderst sjælden. Det er dog en mulig risiko efter en hudforbrænding eller sår forårsaget af brugen af enheden.

Blå mærker.

Meget sjældent kan brugen af enheden forårsage blålige mærker, der kan vare ved 5 til 10 dage. Efterhånden som blå mærker falmer, kan der være en rustbrun misfarvning af huden (hyperpigmentering).

2. DELE OG KOMPONENTER

Fig. 1.

1. Tænd/sluk knap til intensitetsniveau
2. Lysindikator for intensitetsniveau
3. Klarindikator/advarselslysindikator
4. Stik
5. Kontaktflade til huden
6. Quartzlys åbning
7. Quartzlys knap
8. Adapter
9. Lille stik til AC-adapterledningen

3. FØR BRUG

Tag produktet ud af æsken.

Fjern alt emballage og etiketter, før du tilslutter enheden. Behold den originale æske.

Sørg for at alle dele og komponenter er inkluderet og i god stand. Hvis der er synlige tegn på skader, skal du straks kontakte din forhandler. Kontakt alternativt Cecotec Nordic.

4. BETJENING

Dette apparat er beregnet til fjernelse af uønsket hår. Det er i stand til at levere langsigtet reduktion i antallet af hår, der vokser ud igen efter behandling.

Bemærkninger:

1. Vælg intensitetsniveauet efter din hudfarve. Intensitetslyset rundt om intensitetsknappen angiver det intensitetsniveau, som enheden er indstillet til. I takt med at intensitetsniveauet stiger, gør resultaterne det også samt risikoen for bivirkninger.
2. Begynd altid med at bruge enheden på det laveste intensitetsniveau. Kun hvis du oplever lidt eller ingen gener under og efter brug ved det laveste intensitetsniveau, kan intensiteten hæves med ét niveau næste gang.
3. Undgå negative virkninger.
Brug ikke på enheden på det samme hudområde mere end én gang under en session.
Undgå overlappende quartzlys-blink.
Hvis din hud får blærer eller forbrændinger, skal du straks stoppe med at bruge enheden.
4. Undgå komplikationer efter brug.
 - a. Udsæt ikke de behandlede områder for solen. Soleksponering inkluderer konstant ubeskyttet eksponering for direkte sollys i over 15 minutter, eller ubeskyttet udsættelse for diffust sollys i 1 time. Påfør solcreme med SPF 30 eller højere grundigt i 2 uger efter hver hårfjerningssession.
 - b. Dæk modermærker og tatoveringer før brug. Dæk mørkebrune eller sorte pletter, såsom store fregner, modermærker eller vorter før brug.

Egnede kropshårfarver
Fig. 2.

Brug og effektivitet

Hudtype	Hårfarve	Lys- intesitet	Kropsdel	Brug	Effektivitet (% afhår- fjerning genvækst)
I-IV	Lysebrun til brun	Max. 4	Nedre eller øvre ben	Ca. 10-12 sessioner, 4 ugers mellemrum	60% hår- reduktion
			Arme		55% hår- reduktion
			Bikininlinje		60% hår- reduktion
			Armhuler		50% hår- reduktion
I-IV	Brun-sort	Max. 4	Nedre eller øvre ben	Ca. 10-12 sessioner, 4 ugers mellemrum	70% hår- reduktion
			Arme		60% hår- reduktion
			Bikininlinje		70% hår- reduktion
			Armhuler		65% hår- reduktion

Bemærk: Individuel respons afhænger af hårtype såvel som biologiske faktorer, der kan påvirke hårvækstmønstre. Nogle brugere kan reagere hurtigere eller langsommere end det gennemsnitlige antal af brug. Forvent ikke permanent hårreduktion i en eller to sessioner. Varigheden af hvileperiode for hårsække afhænger også af kropsområdet.

Forberedelse til brug

Forbehandling af huden

Fjern hår på overfladen af din hud. Dette gør, at lyset kan absorberes af hårdelene under hudoverfladen, for at sikre effektiv brug. Du kan enten barbere, korttrimme, epilere eller vokse. Brug ikke hårfjerningscremer, da kemikalier kan forårsage hudreaktioner.

RENS DIN HUD OG SØRG FOR AT DEN ER HÅRFRI, HELT TØR OG FRI FOR OLIE-STOFFER.

Bemærk: Hvis barbering forårsager hudirritation, må du ikke bruge enheden, før irritationen er forsvundet.

Hudtest

Før din første behandling skal du udføre en hudtest, for at fastslå et passende intensitetsniveau for hver kropsdel.

1. Vælg et område tæt på det område, hvor du vil bruge enheden.
Bemærk: Prøv ikke enheden på vanskelige eller følsomme områder (ankel- og knogleområde).
2. Tænd for enheden og indstil det ønskede intensitetsniveau.
3. Placer enheden i en vinkel på 90° på huden, så det integrerede sikkerhedssystem er i kontakt med din hud.
Bemærk: Det integrerede sikkerhedssystem forhindrer at der opstår utilsigtet quartzlys-blink uden der er hudkontakt.
4. Tryk på quartzlys-knappen for at udløse en quartzlys-blink.
5. Flyt apparatet til et andet område, og udløs et quartzlys-blink på niveau 2. Fortsæt med at øge intensiteten med et niveau, før hver næste quartzlys-blink udløses. Slip ikke mere end ét quartzlys-blink på samme sted. Øg ikke intensiteten ud over den maksimale intensitet for din hudfarve.
6. Så snart du oplever ubehag, skal du reducere intensitetsniveauet til det sidste niveau, hvor der ikke var ubehag.
7. Stop med at teste. Vent i 24 timer, og kontroller derefter din hud for eventuelle reaktioner. Hvis du ikke ser hudreaktioner, kan du bruge det sidst anvendte intensitetsniveau ved din næste behandling af denne kropsdel.
Bemærk: Hvis din hud viser en reaktion, skal du vente på, at reaktionen forsvinder. Derefter kan kropsdelen behandles på intensitetsniveauet under det, der frembragte en reaktion, vent i 24 timer og kontroller for hudreaktioner igen.
8. Gentag disse trin på alle kropsdele, du har til hensigt at behandle.

Brug af Bamba SkinCare IPL Quartz

Hudfarvesensor

Produktet har funktionen hudfarveidentifikation.

Når enheden er tændt, skal quartzlys-åbningen sættes i fuld kontakt med huden.

Lysindikatoren blinker 5 gange, hvilket indikerer, at enheden genkender hudtonen.

Afhængigt af din hudtone vil enheden anbefale den intensitet, der passer til dig.

Tryk på tænd/sluk knappen til intensitetsniveau én gang for at bekræfte det anbefalede intensitetsniveau, og to gange for at starte enheden.

Når hudgenkendelsesfunktionen er valgt, og sensoren har registreret for mørk hudtone (herunder også mørkebrun), vil hudfarveadvarselsindikatoren blive orange og blinke.

Dette indikerer, at hudtonesensoren ikke kunne genkende hudfarven, og enheden vil ikke fungere.

Valg af den rigtige intensitet

Intensiteten af quartzlys-blinket, som rammer din hud, justeres med tænd/sluk knappen til intensitetsniveauet. Der er 5 intensitetsniveauer. Den tilsvarende intensitetslys vil lyse, når et intensitetsniveau er valgt.

Brug altid den laveste indstilling i starten og øg forsigtigt.

Tryk på knappen tænd/sluk knappen til intensitetsniveau, for at vælge det ønskede intensitetsniveau.

Efter 1 cyklus (1-5), vender den tilbage til niveau 1.

Hudtype/hudfarve

Hudtype	Hudfarve	Intensitetsniveau
I	Hvid	4-5
II	Beige	3-4
III	Lysebrun	2-3
IV	Middelbrun	1-2
V	Mørkebrun	Brug ikke enheden
VII	Brun-sort eller mørkere	Brug ikke enheden

Bemærk: Din hud kan reagere forskelligt på forskellige dage/lejligheder af en række årsager.

Manuel betjeningsfunktion

Tilslut enheden til en strømforsyning. Vent indtil klarindikatoren lyser rødt.

Tryk på tænd/sluk knappen til intensitet. Lyset på intensitetsniveau 1 tændes og blæseren inde apparatet starter.

Efter ca. 1 sekund lyser klarindikatoren. Dette viser, at apparatet er klar til at udløse et quartzlys-blink.

Tryk på tænd/sluk knappen til intensitet en eller flere gange for at vælge det intensitetsniveau, der passer til behandlingsområdet og din hudfarve.

Sørg for, at behandlingsområdet er rent, tørt og ordentligt barberet. Placer enhedens kontaktflade til huden i en 90° vinkel på huden.

Tryk på quartzlys-knappen.

Automatisk registrering af hudfarve

Slut enheden til en strømforsyning. Vent indtil klar-indikatoren lyser rødt.

Tryk på tænd/sluk knappen til intensitet. Lyset på intensitetsniveau 1 tændes og blæseren inde apparatet starter.

Placer kontaktflade til huden i en 90° vinkel på huden. Det integrerede sikkerhedssystem vil forhindre utilsigtet quartzlys-blink uden hudkontakt. Lysin-dikatoren lyser grønt. Tryk på quartzlys-knappen. Enheden vil vælge et passende intensitetsniveau for brugeren i henhold til hudtonen. Den tilsvarende intensitetsindikator tændes.

Bemærk: Det er meget vigtigt at holde quartzlys-åbningen så tæt på huden som muligt, for at sensoren kan registrere hudtonen. Da forskellige dele af huden kan have forskellige toner, gentag det sidste trin hver gang du skifter zone.

Mens blæseren kører, skal du holde quartzlys-åbningen tæt ind til huden og trykke på quartzlys-knappen. Lysin-dikatoren bliver grøn og blinker.

Tryk på quartzlys-knappen for at begynde at fjerne hår.

Udløs quartzlys-blink ved siden af hinanden for at sikre, at hår fjernes fra hele området.

Sørg for ikke at udløse mere end 1 quartzlys-blink på det samme område.

Bemærk: Brug ikke en blyant eller pen til at markere områderne, da dette kan forårsage bivirkninger på din hud.

At udløse quartzlys-blink på det samme område, forbedrer ikke effektiviteten af brugen, men øger risikoen for hudreaktioner.

Når du er færdig med at bruge enheden, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke den.

Metoder til quartzlys-blink

Manuel quartzlys-blink

Ideel til brug på små eller buede områder som knæ og armhuler. Du skal blot trykke og slippe quartzlys-knappen for at udløse et enkelt quartzlys-blink.

Glidende quartzlys-blink

Ideel til brug på store områder som ben. Hold quartzlys-knappen nede, mens du glider enheden henover din hud, for at frigive flere quartzlys-blink i træk.

Bemærk: Hvis køleventilatoren holder op med at køre, skal du straks stoppe med at bruge enheden, ellers kan det føre til en ødelagt i quartzenhed, på grund af høj temperatur og kan derfor beskadige huden.

Efter hårfjerningsbehandling

Når du har afsluttet din hårfjerningscyklus, skal du trykke på tænd/sluk knappen for intensitet, og holde den nede for at slukke enheden.

Sørg for at huske den sidst anvendte intensitetsniveauindstilling, da enheden automatisk nulstilles til den laveste indstilling når den slukkes. Den husker ikke den tidligere valgte indstillinger.

Tag enheden ud af strømforsyningen.

Hudpleje efter hårfjernings-session

Udsæt ikke den behandlede hud for sollys. Hvis det kommer til at blive udsat, så påfør SPF 30 eller højere faktor solcreme grundig i 2 uger efter hver hårfjerning.

Bivirkninger og komplikationer

Nogle brugere kan opleve pigmentændringer som følge af behandling med IPL hårfjernings enheden. Disse bivirkninger, hvis de opstår, er generelt milde og forbigående. Hvis du oplever nogen komplikationer, skal du straks kontakte din læge.

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag enheden ud af strømforsyningen, før du rengør den.

Rengør enheden efter hver brug, især kontaktfladen til huden.

Efter rengøring skal du opbevare den i den originale æske, og holde den væk fra vand.

Brug en tør, ren klud og et specielt formuleret rengøringsmiddel til elektronisk udstyr til forsigtigt at tørre den ydre skal af, samt enhedens kontaktflade til huden.

Nedsænk aldrig enheden eller nogen af dens dele i vand.

6. FEJLFINDING

Min Bamba SkinCare IPL Quartz tænder ikke.

Sørg for at strømledningen er sat korrekt i enhedens stik.

Sørg for at adapteren er sat korrekt i strømforsyningen.

Der udsendes ingen quartzlys-blink, når der trykkes på quartzlys-knappen.

Sørg for at den grønne klar-lampe blinker.

Sørg for, at enheden er i fuld kontakt med huden. For din sikkerhed vil quartzlys-knappen aktivere quartzlys-blink, hvis kontaktfladen til huden er i fuld kontakt med huden.

Kontroller, om advarselslampen for hudfarve blinker orange. Hvis den gør det, har hudfarvesensoren stoppet udsendelsen af quartzlys-blink. Din hud kan være for mørk til at bruge apparatet.

Prøv at bruge enheden på en anden del af din krop.

Hvis klarlyset konstant lyser sammen med andre lys, er der en systemfejl. Sluk for enheden og tag stikket ud. Tilslut derefter enheden og prøv at tænde den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler. Alternativt kontakt Cecotec Nordic.

Kontroller, om systemets advarselslampe er tændt, og alle andre lamper blinker. Hvis ja, tag stikket ud af enheden. Enheden har nået slutningen af sin levetid. Kontakt din forhandler.

7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt: Bamba SkinCare IPL Quartz

Produktreference: 04245

Teknologi: Intens pulserende lys

Quartzlys-blink varighed: 500-800 usec

Bølgelængde: 475-1200 nm

Effekt: Maks. 4j/cm²

100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 Av

8. BORTSKAFFELSE AF GAMLE ELEKTRISKE APPARATER



Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr Equipment (WEEE), specificerer, at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må bortskaffes sammen med almindeligt usorteret husholdningsaffald. Gammelle apparater skal indsamles separat, for at optimere genvindingen og genanvendelse af de materialer, de indeholder og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet. Den overstregede "beholder med hjul" på produktet skal minder dig om din forpligtelse til at bortskaffe apparatet korrekt. Hvis produktet har et indbygget batteri eller bruger batterier, skal de fjernes fra apparatet og bortskaffes på passende måde. Forbrugere skal kontakte deres lokale myndigheder eller forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse gamle apparater og/eller deres batterier.

9. TEKNISK SUPPORT OG GARANTI

Dette produkt er under garanti i 2 år fra købsdatoen, så længe beviset af køb er indsendt, produktet er i perfekt fysisk stand, og det er blevet korrekt brugt, som forklaret i denne brugsanvisning.

Garantien dækker ikke følgende situationer:

- Produktet er blevet brugt til andre formål end dem, det er beregnet til, misbrugt, udsat for slag, udsat for fugt, nedsænket i flydende eller ætsende stoffer, samt enhver anden fejl der kan henføres til kunden.
- Produktet er blevet adskilt, modificeret eller repareret af personer, der ikke er autoriseret af den officielle tekniske supporttjeneste for Cecotec.
- Fejl, der skyldes normal slitage af dens dele, som følge af brug.

Garantiservicen dækker hver fabrikationsfejl på dit apparat i 2 år, baseret på gældende lovgivning, undtagen forbrugsdele. I tilfælde af misbrug vil garantien ikke gælde. Hvis du på noget tidspunkt opdager et problem med dit produkt eller er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte Cecotec Nordic på telefon +4570127112 eller email info@cecotecnordic.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users. This appliance is intended for home use only.

This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. Do not use it for any other purpose.

Use only as described in this manual. Use only accessories recommended by Cecotec.

Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating. Check the power cord for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec, in order to avoid any type of danger.

Do not immerse the whole unit into water or other liquids.

Never pull the supply cord to unplug it. Instead, grasp the plug firmly and pull to disconnect it.

Never leave your appliance unattended when it is switched on. Do not look at the light directly.

Do not use the device on tanned skins or after recent sun exposure. It could cause serious damage to skin. Do not use the device if the vent in the skin contact surface or skin colour sensor is cracked, broken, detached or missing. Do not use the device if the outer shell is cracked or coming apart.

Always unplug the device immediately after use, before cleaning or carrying out maintenance tasks.

Do not use the device in the presence of flammable gases such as oxygen or nitrous oxide.

Keep the appliance and the adapter dry.

Do not use the appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath or swimming pool or in a running shower).

If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.

Never insert any objects into the appliance.

Only use the adapter supplied. Make sure that nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.

Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.

If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.

Store the appliance in its original box so that it does not become dusty. Do not expose the appliance to temperatures lower than 10 °C or higher than 35 °C during use.

To prevent damage, do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.

Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the light exit window or the skin colour sensor.

Only flash when the appliance is in contact with the skin.

Use this appliance only at intensity levels suitable for your skin colour. Use at higher levels than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.

Do not attempt to open or repair the device. Opening the device may expose you to dangerous electrical components and to intense light, either of which may cause bodily damage and/or eye injury.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.

1. CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS AND SIDE EFFECTS

Tanned skin, especially after sun exposure, contains large quantities of melanin pigment.

This exposes the skin to higher risk when using this type of devices and could result in burns, blister and skin colour changes (hyperpigmentation or hypopigmentation).

Note: Avoid exposure to sun for 4 weeks before using the device.

Do not use the appliance:

If you are pregnant or nursing.

If your skin was exposed to strong sunlight or artificial tanning during the past 2 weeks.

If your natural hair is white, grey, golden or red.

If you have a naturally brownish black or darker skin.

Near or around the eyes.

On a tattoo or permanent makeup in the treatment area.

On dark spots, such as large freckles, birthmarks, moles or warts in the treatment area.

If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections in the treatment area.

If you have a history of collagen disorder, including keloidal scar formation or poor wound healing.

If you have a known sensitivity to light or take medication that makes your skin more sensitive to light. Medicines known to have this effect include non-steroidal antiinflammatory agents, (e.g., aspirins, ibuprofens, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyleureas, sulphonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine and griseofulvin.

If you are or were recently treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-hydroxy Acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® (isotretinoin), topical retinoids, azelaic acid or steroids.

If you have abnormal skin conditions due to diabetes or another systemic or metabolic disease.

If you have a history of herpes outbreaks in the treatment area, unless you have consulted your doctor and received preventive treatment.

If you have a disease that causes light sensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, lupus, solar urticaria, etc.

If you suffer from epilepsy with flashlight sensitivity.

If you have a history of skin cancer or potential malignancies in the treatment area. If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

If you have an implant, such as a pacemaker or insulin pump, in the treatment area.

If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you.

Do not use the appliance on nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.

Men must not use it on the face or on the scrotum.

When to consult your doctor

If you take prescribed medication or receive regular medical monitoring because of a certain condition, consult your doctor before you use the device. You should also consult your doctor if you are not sure if the appliance is suitable for you.

To avoid adverse effects:

Do not treat the same area of skin more than once during a session.

Always shave the treatment area before treatment and make sure that the skin in the treatment area is clean and dry.

Do not clean the skin with flammable liquids, such as alcohol or acetone, before you use the appliance.

Possible side effects

Complications associated with the use of IPL hair removal devices are uncommon. However, every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk.

Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with intense pulsed light hair removal systems designed for home use.

Your skin may show slight redness and/or may tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser to the skin 24 hours after the treatment. Minor skin discomfort.

Skin redness.

Increased skin sensibility.

Skin wounds and burns. Very rarely, burns or wounds to the skin can occur following use of the device. The burn or wound can require a few weeks to

heal and, extremely rarely, may leave a noticeable scar.

Scarring. Although very rare, scarring may occur. Usually when scarring occurs, it is in the form of a flat and white lesion on the skin (hypotrophy). However, it can be large and red (hypertrophic) or large and extend beyond the margins of the injury itself(keloid).Subsequent aesthetic use may be required to improve the appearance of the scar.

Excessive redness and swelling. Very rarely, the skin of the hair removal area skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days. Application of ice may help to reduce the welling. Gentle cleaning of the skin is allowed, but exposure to the sun should be avoided.

Infection. Infection of the skin is exceedingly rare. However, it is a possible risk following a skin burn or wound caused by the use of the device.

Bruising. Very rarely, the use of the device could cause blue-purple bruising that may last 5 to 10 days. As the bruising fades , there may be a rust-brown discoloration of the skin (hyperpigmentation).

2. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1.

1. On/off/intensity level button
2. Intensity level light indicator
3. Ready/skin colour warning light indicator
4. Socket
5. Skin contact surface
6. Flash light window
7. Flash button
8. Adapter
9. Small plug of AC adapter cord

3. BEFORE USE

Take the product out of the box.

Remove all packaging materials and labels before plugging the device. Keep the original box.

Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any visible signs of damage are observed, contact Cecotec's Technical Support Service immediately.

4. OPERATION

This appliance is intended for the removal of unwanted hair. It is able to deliver long-term reduction in the number of hairs that regrow after treatment.

Notes:

1. Choose the intensity power level according to your skin tone. The intensity lights around the intensity button indicate the intensity level at which the device is set. As the intensity level increases, so do the results as well as the risk of side effects.
2. Always start using the device at the lowest intensity level. Only if you experience little or no discomfort during and after use at the lowest intensity level, raise the intensity by one level the next time.
3. Avoid adverse effects.

Do not use on the same skin area more than once during a session.

Avoid overlapping flashes.

If your skin blisters or burns, stop using the device immediately.

4. Avoid complications after use.
 - a. Do not expose the treated areas to the sun. Sun exposure includes constant unprotected exposure to direct sunlight for over 15 minutes, or unprotected exposure to diffuse sunlight for 1 hour. Apply screen with SPF 30 or higher thoroughly for 2 weeks after each hair removal session.
 - b. Cover birthmarks and tattoos before use. Cover dark brown or black spots, such as large freckles, birthmarks, moles or warts before use.

Suitable body hair colours
Fig. 2.

Use and effectiveness

Skin type	Hair colour	Light intensity	Body part	Use	Effectiveness (% of hair removal/ regrowth)
I-IV	Light brown to brown	Max. 4	Lower or upper legs	Session 10-12 approx., 4 weeks apart	60 % hair reduction
			Arms		55% hair reduction
			Bikini line		60% hair reduction
			Underarms		50% hair reduction
I-IV	Brownblack	Max. 4	Lower or upper legs	Session 8-10 approx., 4 weeks apart	70% hair reduction
			Arms		60% hair reduction
			Bikini line		70% hair reduction
			Underarms		65% hair reduction

Note: Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of use. Do not expect permanent hair reduction in one or two sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

Preparing for use

Pre-treating the skin

Remove hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective use. You can either shave, short-trim, epilator or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.

CLEAN YOUR SKIN AND MAKE SURE IT IS HAIR-FREE, ENTIRELY DRY AND FREE FROM OIL SUBSTANCES.

Note: If shaving causes skin irritation, do not use the device until irritation has disappeared.

Skin test

Before your first treatment, perform a skin test to establish the appropriate intensity level for each body part.

1. Choose an area close to the area where you want to use the device.
Note: Do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).
2. Turn on the device and set the desired intensity level.
3. Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
Note: The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.
4. Press the flash button to release a flash.
5. Move the appliance to another area and release a flash at level 2. Continue to increase the intensity by one level before releasing each next flash. Do not release more than one flash in the same spot. Do not increase the intensity beyond the maximum intensity for your skin colour.
6. As soon as you experience any discomfort, reduce the intensity level to the highest level at which there was no discomfort.
7. Stop testing. Wait for 24 hours and then check your skin for any reactions. If you see no skin reactions, you can use the intensity level last used at your next treatment of this body part.
Note: If your skin shows a reaction, wait for the reaction to disappear. Then treat the body part at the intensity level below the one that produced a reaction, wait for 24 hours and check for skin reactions again.
8. Repeat these steps on all body parts you intend to treat.

Using Bamba SkinCare IPL Quartz

Skin tone sensor

The product has skin colour identification function.

When the device is turned on, the flashlight window must be put in full contact with the skin.

The light indicator will flash 5 times indicating that the device is recognising the skin tone.

According to your skin tone, the device will recommend the intensity suitable for you.

Press the on/off/intensity level button once to confirm the recommended intensity level, and twice to start the device.

When the skin recognition function is selected and the sensor detects too dark skin tone (including dark brown), the skin colour warning indicator will

turn orange and will flash.

This indicates that the skin tone sensor could not recognise the skin colour and the device will not operate.

Selecting the right intensity

The intensity of the flash that reaches your skin is adjusted with the On/off/intensity level button.

There are 5 intensity levels. The corresponding intensity light bar will illuminate when an intensity level is selected.

Always use the lowest setting at first and increase carefully.

Press the On/off/intensity level button to select the desired intensity level.

After 1 cycle (1-5) it returns to level 1.

Skin type/skin tone

Skin type	Skin tone	Intensity level
I	White	4-5
II	Beige	3-4
III	Light brown	2-3
IV	Mid-brown	1-2
V	Dark brown	Do not use the device
VII	Brownish black or darker	Do not use the device

Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

Manual operation method

Plug the device into a power supply. Wait until the ready light indicator turns on red.

Press the On/off/intensity button. The light of intensity level 1 will turn on and the fan inside the appliance starts.

After about 1 second, the Ready/skin colour warning light comes on. This shows that the appliance is ready to release a flash.

Press the On/off/intensity button one or more times to choose the intensity level suitable for the treatment area and your skin colour.

Make sure that the treatment area is clean, dry and properly shaved. Place the skin contact surface on the skin at a 90° angle.

Press the flash button.

Automatic skin tone detection

Plug the device into a power supply. Wait until the ready light indicator turns on red.

Press the On/off/intensity button. The light of intensity level 1 will turn on and the fan inside the appliance starts.

Place the skin contact surface on the skin at a 90° angle. The integrated safety system will prevent unintentional flashing without skin contact. The light indicator will turn on green.

Press the flash button. The device will select an appropriate intensity level for the user according to the skin tone. The corresponding intensity light indicator will turn on.

Note: It is very important to keep the flash light window tightly closed to the skin in order for the sensor to be able to detect the skin tone. Since different parts of the skin can have different tones, repeat the last step every time you change zone.

While the fan is running, hold the flash light window tightly close to the skin and press the flash button. The light indicator will turn green and blink.

Press the flash button to start removing hair.

Release flashes one next to another to ensure that hair is removed from the whole area.

Make sure not to release more than 1 flash on the same area.

Note: Do not use any pencil or pen to mark the areas, as this may cause side effects to your skin.

Flashing the same area does not improve the effectiveness of the use but increase the risk of skin reactions.

When you have finished using the device, hold down the On/off button for 2 seconds to switch it off.

Flashing methods

Manual flash

Ideal to use on small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.

Sliding flash

Ideal to use on large areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flasher in a row.

Note: If the cooling fan stops rotating, stop using the device immediately,

otherwise it may lead to flash rupture due to high temperature and damage the skin.

After hair removal treatment

When you have completed your hair removal cycle, press and hold the intensity button to turn off the device.

Be sure to remember the last intensity level setting used, as the device is automatically reset to the lowest setting when turned off, and it does not remember the previously selected setting.

Unplug the device from the power supply.

Skin care after hair removal session

Do not expose the treated skin to the sun. If it is going to be exposed, thoroughly apply SPF 30 or higher sunscreen for 2 weeks after each hair removal.

Side effects and complications

Some users may experience pigmentation changes as a result of treatment with the IPL hair removal device. These effects, if they occur, are generally mild and temporary. If you experience any complication, please contact your physician immediately.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the device from the power supply before cleaning it.

Clean the device after each use, especially the skin contact surface.

After cleaning, store it in its original box and keep it away from water.

Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe the outer shell and the skin contact surface of the device. Never immerse the device or any of its parts in water.

6. TROUBLESHOOTING

My Bamba SkinCare IPL Quartz does not turn on.

Make sure that the power cord is plugged into the device socket properly.

Make sure that the adapter is plugged into power supply properly.

No flash is emitted when the flash button is pressed. Make sure that the green ready light is blinking.

Make sure that the device is in full contact with the skin. For your safety, the flash button will only activate a flash if the skin contact surface is in full contact with the skin.

Check if the skin colour warning light blinks orange. If it does, the skin colour sensor has stopped the emission of the flash. Your skin may be too dark for using the appliance.

Try using the device on a different part of your body.

If the ready light is on constantly together with any other lights, there is a system error. Turn off the device and unplug it. Then, plug in the device and try to turn it on again. If the problem persists, contact the Technical Support Service of Cecotec.

Check if the system warning light is on and all other lights are blinking. If so, unplug the device. The device has reached the end of its life. Contact the Technical Support Service of Cecotec.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Bamba SkinCare IPL Quartz

Product reference: 04245

Technology: Intense pulsed light

Flash duration: 500-800 usec

Wave length: 475-1200 nm

Power output: Max. 4j/cm²

100-240 V; 50-60 hZ; 0.5 A

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

www.cecotecnordic.com

cecotecnordic . info@cecotecnordic.com